



Dezinfekčné vreckovky na báze kvartérnych amóniových zlúčenín určené k rýchlej dezinfekcii povrchov zdravotníckych prostriedkov. Vhodné na dezinfekciu povrchov a predmetov materiálov citlivých na alkohol.

mikroqid® sensitive wipes

Naše plus

- Vhodné na citlivé povrchy
- Okamžité použitie
- Zaručujú rýchly dezinfekčný efekt - už od 1 minúty
- Pohodlné a jednoduché použitie

Oblasť použitia

*

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucídny (BVDV, Noro, Rota, Polyoma SV 40, Vaccinia - HBV, HCV, HIV).
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Mikroqid sensitive wipes sa používajú na povrchy vopred zbavené viditeľného znečistenia. Vyberte z dózy potrebný počet vreckoviek a utierajte nimi povrchy určené k dezinfekcii; dbajte pritom na dôkladné namočenie povrchu. Kryt dózy uzavrite hneď po vytiahnutí potrebného množstva vreckoviek. Výrobca garantuje životnosť produktu po otvorení po dobu 3 mesiacov.

Certifikáty/Normy



Zloženie

0.25 g Alkyl (C12-16) dimetylbenzylamóniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), 0.25 g Didecyldimetylammóniumchlorid (DDAC), 0.25 g Alkyl(C12-14) ethylbenzylammonium chloride (ADEBAC (C12-14))

*

Špeciálne odporúčania

Určené pre profesionálny trh. Po použití dózu vždy dôkladne uzavrite. Chránite pred teplom a slnečným svetlom. Používajte ochranné rukavice.

Doba expirácie: 24 mesiacov.

Informácie pre objednávku

Položka	Množstvo v balení	GTIN	Položka č.
mikroqid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12 / Kartón	4032651980987	70003109
mikroqid sensitive wipes Jumbo 200 ST DS	10 / Kartón	4032651980901	70003104
mikroqid sensitive wipes prem 50 ST SP	12 / Kartón	4032651980840	70003101
mikroqid sensitive wipes prem 100 ST SP	6 / Kartón	4032651980963	70003108

Aplikačné pomôcky

Položka	Položka č.
Držiak na stenu pre Mikroqid jumbo wipes Wall Mount	134421 60000460
Wall mount premium 1 ST	70001496

mikrozid® sensitive wipes

Súvisiace produkty

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® PAA+ wipes
- mikrozid® sensitive liquid
- mikrozid® universal wipes plastic-free wipes
- mikrozid® universal wipes premium

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje výrobky pomocou moderných a bezpečných postupov pri dodržiavaní prísnych noriem kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa



not for final disinfectionRecommendation from the RKI (The public health institute for Germany): Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen

schülke -+

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefón +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Mostenická 3 3
971 01 Prievidza | Slovakia
Telefón +421 46 549 45 87
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom oprávnenia výrobcu podľa § 13 ods. 1 nemeckého zákona o liekoch a certifikátov o dodržiavaní GMP pre lieky